

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Гарета Джонса 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: kyiv_ndecc@mvs.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

від _____ 20__ р. № 19/111/26

На № _____ від _____

ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ»
ідентифікаційний код юридичної
особи: 42960863

Україна, 61145, Харківська обл.,
місто Харків, вул. Космічна,
будинки 21

Про направлення висновку експертного дослідження

Направляємо висновок експертного дослідження від 10.09.2025 № ЕД-19/111-25/55481-ХЗ за результатами проведеного дослідження холодної зброї.

- Додатки: 1. Висновок експертного дослідження на 2-х арк. в 1 прим.
2. Один ніж «Civivi model: Biophase C23083C-2», лише адресату.

Заступник директора

Наталія ТРОФИМЕНКО



Роман КУЗЬМЕНКО



UB
Київський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС
України
№19/111/26-59075-2025 від 10.09.2025
КЕП: ТРОФИМЕНКО Н. С. 10.09.2025 14:33
5E984D526F82F38F04000009C76270123E38505

МВС УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Гарета Джонса 5, м. Київ, 04119, тел. (044) 226-21-60
e-mail: kyiv_ndecc@mvs.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 25575285

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

10.09.2025

місто Київ

№ ЕД-19/111-25/55481-X3

До Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 08.09.2025 надійшла заява № ЕД-19/111-25/55481-X3 від ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42960863, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, про проведення експертного дослідження.

Проведення експертного дослідження доручено завідувачу відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій та досліджень холодної зброї Київського НДЕКЦ МВС Кузьменко Роману Валерійовичу, який має вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», свідоцтво № 5106, видане ЕКК МВС України 02.07.2001, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 350, видане ЕКК МВС України 27.10.2006, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 704, видане ЕКК МВС України 31.11.2011, свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта № 797, видане ЕКК МВС України 21.10.2016, підвищено кваліфікацію судового експерта № 2246, видане ЕКК МВС від 26.02.2021), стаж експертної роботи з 2001 року.

На дослідження надано:

один металевий предмет (ніж) Civivi model: Biophase C23083C-2.

Дослідженням необхідно встановити:

1. Чи відноситься даний ніж до холодної зброї?

При проведенні дослідження використовувалися наступні інформаційні джерела:

1. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 17.07.2017 № 591. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 року за № 1024/30892).

«Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» (Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та

Судовий експерт



Роман КУЗЬМЕНКО

судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22), дата державної реєстрації 06.02.2009, реєстраційний код - 4.5.07. Зміни та доповнення до методики внесені рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 30.04.2013. Методику внесено до Реєстру методик проведення судових експертиз за № 4.5.07.

2. Довідник з клинкової зброї. /Коструб А.М., Ігнат'єв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с.

Дозвіл від особи, яка залучила судового експерта, на повне або часткове знищення об'єкту дослідження – наявний.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт надійшов на дослідження від ініціатора нарочно, упакований в картонну коробку з написом на лицьовій стороні «Civivi» білого кольору з габаритними розмірами 155x66x34мм. При відкритті картонної коробки в середині виявлено підсумок на молнії чорного кольору з написом «Civivi» та «www.civivi.com». В середині чорного підсумка знаходяться: один розкладний ніж в полімерному пакеті, дві кольорові наліпки, дві брошури та одна ганчірка салатового кольору.

Оскільки наданий на дослідження предмет за зовнішнім виглядом подібний до ножа тому подальший його опис буде проводитися з використанням назв деталей та частин ножа.

Складний ніж загальною довжиною в похідному положенні 120мм (на зобр. 1, 2), загальна довжина в бойовому положенні 205мм (на зобр. 3, 4).



Зображення 1.



Зображення 2.

Зображення 1, 2. Зображення ножа наданого на дослідження в похідному положенні з обох сторін.

Довжина клинка 88мм, найбільша ширина клинка 33мм, найбільша товщина клинка 3мм, ширина клинка в області п'яти 28мм, кромка леза шириною 0,1мм. Клинок виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магнітом та вкритий шаром фарби чорного кольору окрім кромки леза. Обух клинка має зменшення товщини металу, а також є заглиблення в металі в кількості 7-ми штук. Спосіб з'єднання клинка з руків'ям шарнірний, за допомогою фіксатора та важеля фіксатора (на зобр. 3, 4). На клинку є шість

Судовий експерт



Роман КУЗЬМЕНКО

наскрізних отворів різної форми та різними розмірами. Обух клинка хвилюподібної форми. На п'яті клинка в нижній його частині є навпіл овальне заглиблення довжиною 16мм та глибиною 4мм та має в перерізі клиноподібну форму. Кут загострення вістря 45°. На клинку є маркування у вигляді літер «Nitro-V» (на зобр. 5).




Зображення 3.



Зображення 4.

Зображення 3, 4. Загальний вигляд ножа в бойовому положенні з одної та іншої сторони.



Зображення 5. Збільшений вигляд маркувальних позначень на клинку ножа наданого на дослідження.

Руків'я виготовлено з металу чорного кольору, який притягується магнітом. Поверх руків'я кріпляться плашки зеленого кольору за допомогою трьох гвинтів (з кожної сторони по три). Між плашками (в руків'ї) є отвір в який клинок складається в похідне положення. Довжина руків'я 120мм, найбільша ширина 31мм, найбільша товщина 12мм. З одної сторони до руків'я за допомогою двох гвинтів кріпиться металева скоба виготовлена з металу сірого кольору та вкрита речовиною чорного кольору, яка призначена для кріплення ножа на реміні. Плашки руків'я мають рифлену поверхню для зручності утримання в руці. В руків'ї є наскрізні отвори різної форми та розмірами. На руків'ї є дві під пальцеві виїмки глибиною 8мм та 4мм одна з яких плавно переходить в утик, який виступає на 3мм над обухом клинка. На руків'ї є маркування у вигляді літери «С» в колі (на зобр. 4).

Судовий експерт



[Handwritten signature]

Роман КУЗЬМЕНКО

Якість обробки і зборки частин і деталей наданого на дослідження ножа, наявність маркувальних позначень на клинку та руків'ї, характер обробки і зборки деталей та частин свідчать про заводський спосіб його виготовлення.

При порівняльному дослідженні, методом співставлення ножа, наданого на дослідження, з графічними зображеннями та описом зразків різних типів холодної зброї та господарсько-побутових виробів, що є в спеціальній науковій та довідково-методичній літературі (Новікова К.В. Довідник з клинкової зброї. /Коструб А.М., Ігнат'єв І.В., Новікова К.В. – К: ДП «Друкарня МВС України», 2009.-246с.) встановлено збіжність за загальною конструкцією, основним конструктивним ознакам, формі та розмірам частин і деталей ножа в цілому з складними ножами з фіксатором.

При цьому згідно пункту 3.2.1. Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів «мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм», а в наданому ножі вона складає 88мм.

Виходячи з вище вказаного можна зробити висновок про те, що наданий на дослідження ніж, холодною зброєю не являється, а є складним ножем з фіксатором, який виготовлений заводським способом.

Ніж «Civivi model: Biophase C23083C-2» наданий на дослідження не відноситься до холодної зброї, а є складним ножем з фіксатором, виготовлений заводським способом.

При проведенні досліджень застосовувалися: лінійка вимірювальна металева №Л501 (сертифікат калібрування від 27.11.2023 №UA/23/231127/003742), штангенциркуль СТИЗ ШЦ-1 №1116365 (сертифікат калібрування від 30.11.2023 №UA/23/231205/003891), динамометр ДПУ-0,01-2 №1649 (сертифікат калібрування від 09.11.2023 № UA/34/231109/002171).

Фіксація зображень здійснювалась за допомогою цифрової камери «Canon IXUS 115HS». Друк здійснювався за допомогою принтеру «hp 1010». Після проведення дослідження об'єкт в кількості 1-на одиниця (один ніж, картонна коробка, дві кольорові наліпки, дві брошури, одна ганчірка салатого кольору) передано ініціатору проведення дослідження разом з висновком.

ВИСНОВКИ

Ніж «Civivi model: Biophase C23083C-2» наданий на дослідження не відноситься до холодної зброї, виготовлений заводським способом.

Судовий експерт



Роман КУЗЬМЕНКО